

SCHEDA TECNICA KIT PRELIEVO RESIDUI DELLO SPARO

51

	<p>Nell'ambito delle attività di Polizia Giudiziaria svolte dalla Polizia Scientifica a supporto degli uffici investigativi della Polizia di Stato e serventi l'A.G., questo Ufficio si avvale di personale altamente specializzato per effettuare attività di prelievo di residui dello sparo sulla cute e sui vestiti di soggetti sospettati o su oggetti rinvenuti su una scena del crimine.</p> <p>Visto l'ingente carico di lavoro distribuito sull'intero territorio nazionale, è esigenza di questa Amministrazione dotare il Servizio Polizia Scientifica di Roma ed altri 14 sue articolazioni periferiche (Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica) di un numero complessivo di 1000 kit di prelievo di residui dello sparo.</p>
	<p>Il kit, contenente tamponi in alluminio, supportati da superficie adesiva conduttiva carbonata, utilizzabili per analisi mediante microscopio a scansione e microanalisi a raggi X (SEM-EDX), deve essere costituito al fine di poter essere impiegato <i>in situ</i>.</p>
	<p>Ogni kit dovrà essere così costituito:</p> <p>Una busta pressofusa trasparente contenente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) foglio istruzioni per l'impiego del kit;2) foglio modulo informazioni ad uso statistico;3) una busta pressofusa trasparente contenente un tuta monouso in TNT bianco misura XL con scritta blu sul dorso "POLIZIA SCIENTIFICA";4) una bustina trasparente pressofusa contenente: penna, salviettina umidificata in apposito contenitore, tovaglietta in busta termosaldata;5) una busta termosaldata contenente un paio di guanti monouso;6) una busta di sicurezza con sigillo numerato e logo, di colore grigio con retro trasparente, contenente una scatola di plastica con all'interno due cilindri anch'essi in plastica, dove sono alloggiati altrettanti tamponi in alluminio circolari da ½ pollice supportanti nastro biadesivo carbonato con pellicola protettiva, identificati dalle lettere "D" e "S", e dotati di linguetta per facilitare l'asportazione della pellicola stessa;7) busta pressofusa trasparente contenente un cilindro in plastica identificato dalla lettera "I" dove è alloggiato un tampone circolare da ½ pollice supportante nastro biadesivo carbonato con pellicola protettiva e dotato di linguetta per facilitare l'asportazione della pellicola stessa;8) una busta di sicurezza integra con sigillo numerato e logo, di colore giallo destinata a contenere il kit tamponi "D" e "S" quando eseguiti;9) una busta di sicurezza integra con sigillo numerato e logo, di colore grigio chiaro destinata a contenere il tampone "I" quando eseguito.
	<p>La fornitura deve essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none">-dichiarazione di corretto assemblaggio;-certificazione dei materiali utilizzati per la corretta realizzazione dei kit: in particolare tutti i materiali impiegati devono essere privi degli elementi piombo, bario e antimonio.- guanti e tuta devono essere conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea. <p>Tempi di consegna: 60 gg dall'ordine</p>

✶